


규 격 서

Commodity Description

품목번호(Item No. 1)

품명 및 규격서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전공 DEPT
<p>품명: 유방 초음파 검사 팬텀</p> <p>A. Feature</p>  <p>- 다양한 모의 병변과 인체 구조가 반영된 유방 초음파 검사 훈련용 팬텀</p> <p>B. Specification</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 에코(Echo) 수치가 다른 다양한 모의 타겟(양성 종양, 악성 종양, 낭종, 유관확장증)이 유선(mammary gland) 내에 포함되어 있다. 2) 해부학적 구조가 정밀하게 반영된 팬텀으로 뛰어난 초음파 영상 품질을 제공하여 실제와 유사한 환경에서 훈련할 수 있다. 3) 액와의 림프절을 비롯하여 피하지방, 유선, 유관, 쿠퍼 인대, 유방후지방, 늑골, 쇄골, 대흉근, 폐 등의 세밀한 인체 구조를 확인할 수 있다. 4) 체계적인 유방 전체 스캐닝, 주요 해부학적 지표 시각화, 유관 (Galactophore) 경로 추적, 전형적인 병변의 시각화 및 감별 진단, 낭종 및 종양의 위치 파악 및 크기 측정 훈련이 가능하다. 5) 재질 : 우레탄엘라스토마수지제, 라텍스 프리 6) 크기 : 26×38×11cm 7) 중량 : 7kg 8) 구성품: Breast Phantom, TalcumPowder, Storage case, InstructionManual, TutorialManual (DVD) <p>C. Remark</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 추천장비: Breast Ultrasound Examination Phantom 또는 동종동급 이상 2. 제조사(수입 또는 공급사)의 정품 공급 및 기술지원 약속서를 제출 필수 3. 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 3년 4. 납품기한: 계약일로부터 90일 이내 납품완료 및 검수완료 5. 납품장소: 계명대학교 성서캠퍼스 제1학생회관 401 튜링연구소 	EA	1	튜링 연구소

규 격 서

Commodity Description

품목번호(Item No. 1)

품 명 및 규 격 서 Description	단 위 Unit	수 량 Q'ty	전 공 DEPT
<p>품명: 초음파 유도하 비위관 삽입 팬텀</p> <p>A. Feature</p>  <p>- 초음파 유도하 비위관 삽입 술기 훈련이 가능한 경부 모형</p> <p>B. Specification</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 해부학적으로 정확한 경부 목 모형이다(Thyroid Gland, Trachea, Esophagus, Sternum, Collarbone, Carotid Artery, Jugular Vein) 2) 실제와 유사한 경부 초음파 영상 구현이 가능하다. 3) 실제 초음파 진단 장치와 함께 사용이 가능하다. (단, 초음파 장비는 구성에 포함되지 않음) 4) 목 초음파에서 프로브의 올바른 취급 및 조작 훈련이 가능하다. 5) 비위관(Nasogastric tube) 삽입 및 초음파를 통한 위치 확인 평가 훈련이 가능하다. 6) 내부 스위치를 통해 카테터 삽입 방향(기관/식도) 변경이 가능하며, 오삽입 배제 교육, 평가에 활용할 수 있다. 7) 크기 : 약 31×16×17cm 8) 중량 : 약 2.8kg 9) 구성품 : Main Body, Ultrasound Neck Block, Nasogastric Tube, Urethane Block, Syringe, Talc <p>C. Remark</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 추천장비: Ultrasound Guided Tube Feeding Phantom 또는 동종동급 이상 2. 제조사(수입 또는 공급사)의 정품 공급 및 기술지원 약속서를 제출 필수 3. 하자보증기간 : 검수 완료일로부터 3년 4. 납품기한: 계약일로부터 90일 이내 납품완료 및 검수완료 5. 납품장소: 계명대학교 성서캠퍼스 제1학생회관 401 튜링연구소 	EA	1	튜링 연구소